

+ Ayudando a los pacientes a sentirse libres con sus heridas

ALLEVYN GENTLE BORDER LITE es un apósito de espuma adhesivo de silicona versátil que puede usarse para tratar heridas agudas y crónicas.

Smith+Nephew

ALLEVYN[◇] GENTLE
BORDER LITE

Apósito de espuma

CLOSER TO ZERO[◇] te ayudamos a reducir el desperdicio de recursos del sistema de salud

smith-nephew.com/allevyn

- Película altamente transpirable¹
- Espuma hidrocélular absorbente¹
- Capa de contacto con la herida recubierta de un adhesivo de silicona



ALLEVYN[®] GENTLE BORDER LITE

Cuidar de las heridas con exudado escaso

- Tecnología triple acción diseñado para mantener un entorno húmedo en la herida²
- Adhesivo de silicona suave minimiza el dolor al retirarlo – adecuado para usarse en pacientes con piel frágil^{3,4}
- Se adapta fácilmente a los contornos del cuerpo: incluso en zonas difíciles de cubrir, como los dedos de las manos y de los pies⁵
- Puede permanecer en el lugar de aplicación sin necesidad de fijación secundaria⁵
- Impermeable para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente⁶



ALLEVYN GENTLE BORDER LITE Códigos

Código S+N	Tamaño	Unid
66800833	5 x 5 cm	10
66800834	7.5 x 7.5 cm	10
66800835	10 x 10 cm	10
66800836	5.5 x 12 cm	10
66800837	8 x 15 cm	10
66800840	15 x 15 cm	10



ALLEVYN GENTLE BORDER LITE productos financiados por el S.N.S.

Código S+N	Tamaño	Unid	Código nacional
66801887	10cm x 20cm	3	477067.4
66801888	Oval 8,6cm x 7,7cm	3	477059.9

Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.A.U.
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí
T +34 902 30 31 60
F +34 902 30 31 70

www.smith-nephew.com

♦ Marca registrada de Smith+Nephew
Todas las marcas reconocidas
©Marzo 2021 Smith+Nephew
AWM-AWC-22388-es ALLEVYN Gentle
Border Lite 0321

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes del producto antes de su uso.

Referencias

Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN GENTLE BORDER LITE physical properties. Tompkins L. August 2010.
1. Smith & Nephew 2019. The use of literature to support the claims around 'moist wound healing' and 'maceration' for ALLEVYN GENTLE BORDER LITE. Internal Report. EOAWM.PCS207.008.v1. **3.** Vowden K, Muiemien N, Drysdale K. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing* in the management of exuding chronic and acute wounds. EWMA; 2011; Brussels. **4.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN GENTLE BORDER. Wounds UK. 2009;5(3):16-28. **5.** Stephen-Haynes J, Greenwood M. Clinical evaluation of ALLEVYN GENTLE BORDER LITE within one health trust. *British Journal of Nursing*. 2011;20(20):36-42.
6. Smith & Nephew 2008. An open, prospective, randomised, within volunteer comparison of ALLEVYN GENTLE BORDER and Mepilex™ Border. Internal Report. OR-DOF/011.