

# + ALLEVYN<sup>®</sup> HEEL Apósito de espuma



**Smith+Nephew**

ALLEVYN<sup>®</sup> HEEL

Apósito de espuma

**CLOSER TO ZERO** <sup>®</sup> Te ayudamos a reducir el impacto humano y el coste económico de las heridas

[smith-nephew.com/allevyn](http://smith-nephew.com/allevyn)

# + ALLEVYN<sup>◇</sup>HEEL Apósito de espuma

tiene una estructura trilaminar avanzada que combina un hidrocélular absorbente entre una capa perforada no adherente en contacto con la herida y una capa exterior altamente permeable y resistente al agua<sup>1</sup>

## Características y beneficios

### Conformable

Es adaptable, flexible y puede permanecer en el lugar de aplicación hasta 7 días.<sup>2,3</sup>

### Fácil de usar

Es fácil de usar, retirar y puede ser cortado a la medida deseada.<sup>2-5</sup>

### Barrera bacteriana

Contiene una capa superior transpirable que ayuda a prevenir el traspaso de líquidos y bacterias.<sup>1,6</sup>

### Minimiza el trauma

No se adhiere a la herida, generando mínimo trauma a la herida y a la piel circundante durante los cambios de apósito.<sup>2,4</sup>



## Indicaciones

- Indicado para el tratamiento de heridas, por segunda intención crónicas y agudas, de espesor parcial y total o heridas poco profundas en granulación y exudativas, tales como lesiones por presión, úlceras de pierna, úlceras pie diabético, heridas neoplásicas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes y úlceras fúngicas..
- Puede ser usado en heridas infectadas. Cuando se usa en heridas infectadas, las heridas deben ser tratadas según el protocolo clínico local. ALLEVYN HEEL puede ser usado bajo terapia de compresión.
- Puede ser utilizado en combinación con INTRASITE<sup>◇</sup> GEL para heridas con tejido necrótico y esfacelos.
- Es adecuado para usarse en los talones y otras áreas de difícil manejo y contribuye a los protocolos de alivio de presión cuando se usa junto con dispositivos de alivio de la presión.

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) aplicables del producto antes de usarlo

Advanced Wound Management  
Smith & Nephew S.A.U  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí  
T. +34 902 30 31 60  
F +34 902 30 31 70

## Códigos ALLEVYN HEEL

Tamaño	Código S+N	Unidades
10,5 cm x 13,5 cm	66007630	3

## ALLEVYN HEEL productos financiados por el S.N.S

Tamaño	Código S+N	Código nacional	Unidades
(10 cm x 10 cm) x2	66000695	488494.4	3

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

◇ Marca registrada de Smith+Nephew  
Todas las marcas registradas  
©Diciembre 2020 Smith+Nephew  
AWM-AWC-24987-es V1 ALLEVYN HEEL  
Single sheet 12-20

## Referencias

1. Smith & Nephew 2009. ALLEVYN NON ADHESIVE Dressing physical properties. Internal report. DS/09/013/R3. 2. Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care*. 1994;3(5):224-228. 3. Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049-1050, 1052-1043. 4. Smith & Nephew 2006. A prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of ALLEVYN NON ADHESIVE wound dressings. Internal report CER/CE/022/ANA. 5. Smith & Nephew 2015. Cutting of ALLEVYN variants. Internal report DS/14/318/R. 6. Smith & Nephew 2014. Bacterial barrier testing (Wet-Wet) of ALLEVYN NON ADHESIVE Dressings against *S. marcescens* over 7 days. Internal report. DOF 1401002..